AGNMAX

Dank der hohen Dimensionsstabilität, ist das Ausgießen des Modells (bei korrektem Aufbewahren des Abdruckes in hermetisch-geschlossenen Behältern) auch nach 5 Tagen möglich. Major Alginat übertrifft die von den ISO Normen 21563:2021 vorgesehenen Standards.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- ISO 21563:2021
- · Halbarkeit des Produktes: 6 Jahre
- Ausgießen des Modells (bei korrektem Aufbewahren des Abdruckes): 5 Tage.
- Hypoallergene stabilisierte Formel.
- · Beutel vor dem Öffnen aufschütteln.
- Der Abdruck darf nach ISO Norm 21563:2021 nur einmal gegossen werden.
- Aufbewahrung Pulver: Alginat nicht im bereits geöffneten Beutel aufbewahren. Verwenden Sie einen hermetisch geschlossenen Behälter.
- Lagerung: An einer trockenen und kühlen Stelle aufbewahren, fern von Wärmequellen und direkten Sonnenstrahlen.

EIGENSCHAFTEN

- Hochentwickelte Technologie.
- Staubfrei, für sicheres und hygienisches Arbeiten.
- Schnelle Verbindung des Pulvers mit Wasser, dadurch einfacheres Anmischen einer homogenen und plastischen Abdruckmasse.
- · Sehr gute Verträglichkeit mit Dentalgipsen.
- Sehr hohe Widerstandsfähigkeit bei Abdrucknahme. Hohe Reißfestigkeit. Die technischen Werte übertreffen den ISO Standard.
- · Schnellabbindend, dadurch angenehmer für den Patienten.
- · Blei und Cadmium frei. Ausgezeichnete Biokompatibilität.
- Hohe Fließfähigkeit und einfache Mischung.

QUALITÄTSZERTIFIKATION

Die Qualität der Major Alginate wurde vom Labor der NIOM getestet, als Garantie, dass die kompletten, festgelegten Qualitäts-Eigenschaften des NIOM Zertifizierungsprogrammes und des ISO Standards 21563:2021 eingehalten werden.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Die in der Tabelle angeführten Zeiten beziehen sich auf eine nach Vorgaben der ISO 21563:2021.

Mischung bei Raumtemperatur von 23°C, unter Anwendung von destilliertem Wasser

2 powder measures 19 g





25 complete impressions

2 water measures 40 ml



Working time



Oral cavity time

Setting time

Recovery from deformation 96,5%

Präzisions-Alginat mit Farbindikator für Dentalabdrücke. Mit Farbindikator zur Kontrolle der verschiedenen Verarbeitungsphasen. Unabhängig von Temperatur und Härtegrad des Wassers zeigt ein Farbindikator die einzelnen Verarbeitungsphasen an.

Abbindezeit: 2'00" (bei 23°C).

AROMA FRUCHT

FARBE HELLBLAU

Verpackungseinheit

REF. A2100 1x453g

Artikel Nr.

2801FRUCHT



MAJOR Prodotti Dentari S.p.A. Via Einaudi 23 - 10024 Moncalieri To Italy Tel +39 011 6400211 - Fax +39 011 6402325 info@majordental.com - www.majordental.com

