

INFORMATION Stand: 06.2026

" Aufbereitung von wiederverwendbaren Spendersystemen "

Die KRINKO (RKI) gibt in den Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen einen wichtigen Hinweis zur Aufbereitung von wiederverwendbaren Tuchspendersystemen:

*„Vor der Neubeschickung von Tuchspendersystemen ist eine Aufbereitung des Behälters und Deckels gemäß Herstellerangabe mit dem Wirkspektrum **bakterizid, fungizid und sporizid** erforderlich. Es konnte gezeigt werden, dass durch die Aufbereitung eines experimentell kontaminierten Tuchspendersystems im **Reinigungs- Desinfektionsgerät (RDG)** ohne und mit Zusatz chemischer Reiniger die Rekontamination verhindert wird, wenn eine **Temperatur von 60–70 °C über mindestens 5 min.** sichergestellt war. Ebenso verhinderte die Vorreinigung mit heißem Wasser oder in Form eines gründlichen Reinigungsschritts mit nachfolgender Wischdesinfektion mittels **Einwegtuch und sauerstoffabspalterhaltigem Desinfektionsmittel** die Rekontamination der Desinfektionsmittellösung nach Neubefüllung.“*

Passend dazu finden sie **hier** unsere Anwendungsempfehlung zur Aufbereitung von Spendersystemen.

Sollten Sie sich für die manuelle Aufbereitung entscheiden, empfehlen wir vor jeder Neubefüllung den Eimer, Deckel und Pop-Up auseinanderzubauen, mit heißem Wasser abzuspielen und anschließend mit unserem Desinfektionsschaum "**PhagoSpore** (Art. Nr. 2700S)" einzusprühen. Lassen Sie den Schaum für 15. min einwirken und wischen Sie abschließend den restlichen Schaum mit einem trockenen (Einmal-)tuch ab. Der Spendereimer sollte vor der Neubefüllung trocken sein.

Quelle:

[https:// doi.org/ 10.1007/ s00103- 022- 03576-1](https://doi.org/10.1007/s00103-022-03576-1)

Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen (Seite 1092)

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unseren Qualitätsprodukten.

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an!

Unsere Medizinprodukteberater:innen helfen Ihnen gerne weiter.

DE: 0641-95205-99

AT: 01-47017-06

E-Mail: info@peppler.de



peppler.de

Vertrieb durch

Peppler GmbH
Marburger Str. 251
35396 Gießen

Telefon

DE: 0641 95205-99
AT: 01 47017-06
CH: 044 68804-81

Web

www.peppler.de
www.peppler.at
www.peppler-swiss.ch

Praxishygiene. Einfach. Persönlich.

peppler.de