

sempermed® 
supreme

SUPREME **QUALITÄT AUF GANZER LINIE**

EINFACH ANZUZIEHEN – dank synthetischer Innenbeschichtung
HAUTFREUNDLICH – durch das intensive Nachbehandlungsverfahren
ERMÜDUNGSFREI ARBEITEN – dank vollanatomischer Passform



100 
YEARS
- EST. 1920 -
sempermed®
YOUR GLOBAL GLOVE EXPERT™

QUALITÄT AUF GANZER LINIE

Sempermed® Supreme steht für Qualität und Zuverlässigkeit – nicht umsonst ist er einer der meist getragenen, puderfreien OP-Handschuhe Europas.

■ EINFACH ANZUZIEHEN

Die synthetische Innenbeschichtung bildet keine glatte Oberfläche, sondern hat eine spezielle netzartige Struktur, die beim Anziehen weniger Reibungswiderstand entstehen lässt und ein angenehm samtiges Gefühl vermittelt.

■ HOHER TRAGEKOMFORT

Die vollanatomische Form mit extrabreitem Handrücken und gekrümmten Fingern entspricht der natürlichen, entspannten Handhaltung und gewährleistet ermüdungsfreies Arbeiten. Der konische Schaft, angepasst an das Handgelenk, bildet mit seinem Rollrand einen sicheren Abschluss.

■ IDEALES TASTGEFÜHL

Aufgrund seiner Beständigkeit ist die Wanddicke so weit reduziert, dass Ihr Feingefühl bei größtmöglicher Sicherheit kein bisschen geschmälert wird. Er ist wie eine kaum spürbare zweite Haut.

■ HAUTFREUNDLICH

Das speziell entwickelte Nachbehandlungsverfahren besteht aus intensiven, mehrfachen Waschphasen. Der Naturlatex-Proteingehalt und Beschleuniger werden somit auf das technisch mögliche Minimum reduziert.



TECHNISCHE DATEN

TYP	Steriler Operationshandschuh für den Einmalgebrauch, puderfrei, mit synthetischer Innenbeschichtung					
MATERIAL	Naturlatex (NR)					
FARBE	Naturweiß					
HANDSCHUHFORM	Vollanatomisch mit gekrümmten Fingern und Rollrand					
GRÖSSE/GESAMTLÄNGE gemäß EN 455-2	5½, 6 und 6½ / median 270mm 7, 7½ und 8 / median 280mm 8½ und 9 / median 285mm					
WANDDICKE im Handflächenbereich einfach gemessen	0,19-0,23 mm					
ARRIEREEIGENSCHAFTEN Dichtheit übertrifft EN 455-1 (AQL 0,65 statt AQL 1,5)	AQL 0,65					
REISSKRAFT gemäß EN 455-2	median 12N					
LAGERFÄHIGKEIT in Originalverpackung bei Lagerung gemäß DIN 7716, ISO 2230	3 Jahre					
STERILISATION	Bestrahlung STERILE R					
VERPACKUNG	Linker und rechter Handschuh gestulpt, in Innentasche, ozondicht, eingesiegelt im medizinischen Flachbeutel. Im Spenderkarton mit Sterilisations-Indikator: 50 Paar Im Versandkarton mit Sterilisations-Indikator: 300 Paar					
KENNZEICHNUNG UND KONFORMITÄT ZU NORMEN	EN 455-1/-2/-3/-4, EN 420, EN 421, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 556, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5, ISO 15223-1					
ZWECKBESTIMMUNG gemäß MP-Richtlinie 93/42/EWG gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425	Medizinprodukt Klasse IIa Einmal-Schutzhandschuh – PSA-Kategorie III (zeitlich begrenzter Schutz gegen chemische Einwirkungen)*					
ARTIKELNUMMERN	EU	INT	EU	INT		
	Größe 5½	822751521	822751525	Größe 7½	822751721	822751725
	Größe 6	822751601	822751605	Größe 8	822751801	822751805
	Größe 6½	822751621	822751625	Größe 8½	822751821	822751825
	Größe 7	822751701	822751705	Größe 9	822751901	822751905



KONTAKTIEREN SIE UNS!

Semperit Investments Asia Pte. Ltd.
8 Jurong Town Hall Road, #29-03/06 The JTC Summit,
Singapur 609434, Singapur
Tel.: +65 6274 4861 · Fax.: +65 6274 6977

Sempermed Europe GmbH
Am Belvedere 10,
A-1100 Wien, Österreich
Tel.: +43 1 79 777-0 · Fax: +43 1 79 777-630

sempermed@semperitgroup.com · www.sempermed.com

* Gemäß Chemikalienbeständigkeitsliste (<https://www.sempermed.com/knowledge-area/chemical-resistance/chemical-resistance-sempermed-brands/>)

WICHTIGER HINWEIS: Die jeweils neuesten Produktinformationen finden Sie auf www.sempermed.com unter «Produkte». **Jegliche Nichtbeachtung dieser Information, insbesondere zu (Chemikalien-)Beständigkeit, Verwendungshäufigkeit und Verträglichkeit der Handschuhe, kann zu Personen- und/oder Sachschäden führen. Semperit haftet weder für unsachgemäßen Gebrauch der Handschuhe noch für unsachgemäße Lagerung und Handhabung. Bei Beschädigungen oder ungewöhnlichen Verschleißerscheinungen dürfen die Handschuhe nicht verwendet werden.** Wenden Sie sich im Zweifelsfall vor der Anwendung an einen Experten. Die hier enthaltenen Informationen und Klassifizierungen entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung. Die technischen Daten sind Durchschnittswerte aus der Produktion und können im Einzelfall abweichen. Irrtümer, Druckfehler sowie jederzeitige Änderungen vorbehalten.

ACHTUNG: Naturlatex kann allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischer Schocks auslösen. Semperit übernimmt keine Haftung für allergische Reaktionen. © Copyright 2022 Sempermed