



Produktdatenblatt/Gebrauchsanweisung Medizinische Gesichtsmaske



peppler four seasons®

717

Produktbeschreibung

Schutzbarriere zum Bedecken von Mund und Nase, um die direkte Übertragung infektiöser Keime zwischen Personal und Patient zu minimieren.

Latexfrei, nickelfrei, unsteril, 4-lagiges glasfaserfreies Filtermedium.

Mit Schlaufengummi.



Latexfrei

Verwendungszweck

Gem. Verordnung (EU) 2017/745:

Gem. DIN EN 14683:

Medizinprodukt der Klasse I

medizinische Gesichtsmaske Typ IIR
(spritzresistent)



Schutzbarriere zum Bedecken von Mund und Nase,
nicht steril



Einmalprodukt

Normen

DIN EN 14683

VERTRIEB DURCH

Peppler GmbH
Marburger Str. 251
35396 Gießen

TELEFON

DE: 0641-952 05-99
AT: 01-470 17 06

WEB

www.peppler.de
www.peppler.at

Bakterieninfiltranz (BFE)

≥ 98 %

Material

Außen:	Spunbond Polypropylen 23 g/m ²
Farbschicht:	Spunbond Polypropylen 23 g/m ²
Filtermaterial:	Melt-blown Polypropylen 20 g/m ²
Innen:	Spunbond Polypropylen 20 g/m ²
Schlaufengummi:	Elastikfaser (latexfrei)
	entspricht der Farbe des MS
Nasenbügel:	Kunststoffummanteltes Metall



Abmessungen

Maske:	Länge: 175 mm (± 3 mm)
	Breite: 95 mm (± 3 mm)
Schlaufengummi:	Länge: 175 mm (± 10 mm)
Nasenbügel:	Länge: 110 mm (± 10 mm)

Farbvarianten

gelb, orange, rosa, lila, pink, burgunderrot, rostbraun, grau, hellgrün, olivgrün, tannengrün, hellblau, blau, indigoblau, navyblau, schwarz

Inhalt pro Spenderbox (nach Gewicht)

50 Stück

Inhalt pro Transportkarton (nach Gewicht)

40 x 50 Stück

Lagerung

Kühl und trocken in der Originalverpackung lagern, keine übermäßige Hitze und Sonneneinstrahlung.
Lagerung bei 10-30°C.



Information und Kennzeichnung



Siehe Spenderbox.

Gebrauchsanweisung auf der Verpackung. Keine extra Begleitinformation.

VERTRIEB DURCH

Peppler GmbH
Marburger Str. 251
35396 Gießen

TELEFON

DE: 0641-952 05-99
AT: 01-470 17 06

WEB

www.peppler.de
www.peppler.at

Herstellungsland

China

Entsorgungshinweis



Entsprechend den gültigen Vorschriften entsorgen.

Information und Achtung



Bitte prüfen Sie den Mundschutz vor der Anwendung auf Tauglichkeit. Beschädigtes Produkt nicht verwenden.

Bei korrektem Tragen reduziert dieser Mundschutz die Exposition gegenüber Blut und Körperflüssigkeiten und minimiert die Kontamination des Patienten durch ausgeatmete Mikroorganismen.

Dieses Produkt ist keine Atemschutzmaske und verhindert nicht die Exposition gegenüber oder das Risiko von Krankheiten oder Infektionen.

Wenn eine Gefahr für die Atemwege vorliegt oder vermutet wird, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten.

Wechseln Sie sofort den Mundschutz und entsorgen ihn ordnungsgemäß, wenn der Mundschutz beschädigt oder mit Blut oder Körperflüssigkeiten kontaminiert ist.



Nur für die einmalige Verwendung bestimmt.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unseren Qualitätsprodukten.

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an!

Unsere MedizinprodukteberaterInnen helfen Ihnen gerne weiter.

DE: 0641-95205-99

AT: 01-47017-06

E-Mail: info@peppler.de



peppler.de

VERTRIEB DURCH

Peppler GmbH
Marburger Str. 251
35396 Gießen

TELEFON

DE: 0641-952 05-99
AT: 01-470 17 06

WEB

www.peppler.de
www.peppler.at