

# Produktdatenblatt/Gebrauchsanweisung Medizinische Einmalhandschuhe

Stand: 2020-12-18

peppler.de



MD

## Nitril Aloe Vera

### Produktbeschreibung

Medizinischer Einmalschutzhandschuh aus Nitril: mintfarben, doppelt chloriniert, Rollrand, texturierte Handfläche, Aloe Vera-Innenbeschichtung.



Latexfrei

### Verwendungszweck

**Gem. Verordnung (EU) 2017/745:  
Medizinprodukt der Klasse I**

Untersuchungshandschuhe aus Nitril, ungedupert, chloriniert, beidseitig verwendbar, unsteril.



**Gem. Verordnung (EU) 2016/425:  
PSA Kat. III**



Einmalschutzhandschuh  
(zeitlich begrenzter Schutz gegen  
chemische Gefährdung)

Normen: DIN EN 420, DIN EN 455,  
DIN EN 374

Proteingehalt	nicht nachweisbar
AQL	1.5
EN ISO 374-1	Typ C

### Reißkraft

(vor/nach Alterung) min 6 N / min 6 N

### Dehnung

(vor/nach Alterung) min 500 % / min 400 %

### Gewicht

Größe M (7-8) = median 6.0 g ± 0.3 g

### Wanddicke

Handfläche = median 0.12 mm ± 0.03 mm

### Lagerung

Kühl und trocken lagern, keine übermäßige Hitze. Lagerung bei 10-30°C.

### Inhalt pro Spenderbox (nach Gewicht)

Größen XS-XL = 100 Stück

### Inhalt pro Transportkarton (nach Gewicht)

10 Spenderboxen à 100 Stück

### Information und Kennzeichnung



Siehe Spenderbox

### Entsorgungshinweis

Entsprechend den gültigen Vorschriften für das Handschuhmaterial entsorgen. Verunreinigte Handschuhe müssen entsprechend den Vorschriften für die entsprechende Substanz entsorgt werden.

**VERTRIEB DURCH**  
Peppler GmbH  
Marburger Str. 251  
35396 Gießen

**TELEFON**  
DE: 0641-952 05-99  
AT: 01-470 17 06

**WEB**  
www.peppler.de  
www.peppler.at

# 413B NITRIL