

SANOMAT

HYGIENE



Desinfektionswaschmittel zur chemo-thermischen Wäschedesinfektion ab 60°

- ✓ **zertifiziert von VAH und RKI (A + B Listung)**
- ✓ zum Waschen farbechter Bunt- und Weißwäsche aller Textilgewebearten (außer Wolle und Seide)
- ✓ beste Waschkraft, Desinfektion und optimale Fleckentfernung bei 60°C
- ✓ viruzide Wirksamkeit nach EN14476 inkl. CORONA Virus,
- ✓ wirksam gegen MRSA, HI Virus, Noroviren unter Beachtung der bestätigten Einwirkkonzentration und Einwirkzeiten

Anwendung als Hygiene-Vollwaschmittel - zur Wäschedesinfektion

Dosierung: 5 g/ je Liter Waschflotte
Einwirkzeit: 15 Minuten VAH
 20 Minuten RKI A+B
Temperatur: 60°
Flottenverhältnis: 1 : 5



Anwendung als hochwirksames Vollwaschmittel Dosierempfehlung für 1 kg Trockenwäsche:

Wasserhärte	leicht verschmutzt	normal verschmutzt	stark verschmutzt
weich	11 g = 15 ml	25 g = 33 ml	32 g = 43 ml
mittel	12 g = 16 ml	25 g = 33 ml	35 g = 47 ml
hart - sehr hart	13 g = 17 ml	27 g = 36 ml	38 g = 51 ml